



Omnitest® 5

BLUTZUCKERMESS-SYSTEM MIT BLUETOOTH®-FUNKTION



- Erfüllt die Anforderungen der DIN ISO 15197 sowie der RiliBÄK
- Kein Codieren
- 0,5 µL Probenvolumen
- 5 Sekunden Messzeit
- Verwendung mit kapillaren oder venösen Vollblutproben
- Automatischer Selbsttest beim Anschalten
- Warnung bei Unterdosierung
- Zielwertfunktion mit Anzeige der Abweichung vom Zielwert
- Markierungsfunktion
- 5 Alarme und Timer Funktion
- Durchschnittswerte für 7, 30 und 90 Tage
- Speicherung von 500 Messwerten
- Kostenlose Auswertung und automatischer Datentransfer per Bluetooth® zur Omnitest® App oder mittels USB-Kabel an www.omnitestcenter.de oder kostenpflichtig über DIABASS®

Omnitest® App Diabetes-Tagebuch erhältlich für iOS & Android.

Abbildung in Originalgröße



GEWINNER DES
GOOD DESIGN
AWARDS 2016



Omnitest® 5	Art.-Nr.	PZN
Set mg/dL weiß	9552652MGDE	10549833
Set mmol/L weiß	9552652MMDE	10549856
Set mg/dL schwarz	9552855MGDE	10549862
Set mmol/L schwarz	9552855MMDE	10549879
Solo mg/dL weiß	9552601MGDE	10549796
Solo mmol/L weiß	9552601MMDE	10549804
Teststreifen 2 x 25 Stück	9552709DE	10549885
Teststreifen 2 x 50 Stück	9552731DE	10549891
Kontrolllösung (M + H)	9552768DE	10549916
Micro-USB-Verbindungskabel	9552856G	11347540

Inhalt Set: Blutzuckermessgerät inkl. Etui, 10 x Teststreifen, Lanzettiergerät, 10 x Lanzetten, Prüfstecker, 2 x Batterien

Inhalt Solo: Blutzuckermessgerät inkl. Etui, Prüfstecker, 2 x Batterien

Messbereich	10 – 600 mg/dL oder 0,6 – 33,3 mmol/L
Hämatokritbereich	20 – 60 %
Enzym	FAD Glukose Dehydrogenase
Kalibrierung	Plasma äquivalent
Betriebstemperatur	zwischen + 10 °C und + 40 °C
Betriebluftfeuchtigkeit	10 – 90 %
Batterie-Lebensdauer	mind. 1.000 Messungen

Omnican® Lance

LANZETTIERGERÄT UND LANZETTEN



Abbildung in Originalgröße

Stechhilfe und Lanzette

Omnican® Lance Lanzettiergerät

- Sanfter, präziser und schneller Einstich
- 7 Einstichtiefen für verschiedene Hauttypen
- Einhandbedienung
- Farbsignal bei gespannter Stechhilfe

Omnican® Lance soft Sterile Lanzetten

- Sanfte Punktierung und idealer Blutfluss
 - Silikonölbekleidung
 - 3-Facetten-Schliff
- Maximaler Komfort dank 2 Größen: 30G (ø 0,30 mm) oder 28G (ø 0,36 mm)

Omnican® Lance	Art.-Nr.	PZN
Stechhilfe	9167927	10842622
Omnican® Lance soft	Art.-Nr.	PZN
28G (200 Stück)	9167536E	07275421
30G (200 Stück)	9167510E	09692502

