


Medibox®[®] Technisches Datenblatt



Abfallbehälter für die Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände im medizinischen Umfeld




Produktvarianten	Medibox® 0,7 L	Medibox® 2,4 L	Medibox® 4,7 L	Medibox® 5,7 L	Medibox® 6,8 L	Medibox® 9,1 L
Artikelnummer	9193405	9193600	9193618	9193627	9193639	9193640
PZN	05368615	13847399	13847376	13847382	–	–
Totales Volumen	0,7 L	2,4 L	4,7 L	5,7 L	6,8 L	9,1 L
Maximales Füllvolumen	0,6 L	2,0 L	3,9 L	4,8 L	5,7 L	7,7 L




Größe	A: Höhe (inkl. Deckel)	13 cm	20 cm	20,5 cm	25,7 cm	50 cm	32,5 cm
	B: Breite (oberer Teil)	11,4 cm	15,1 cm	19 cm	19 cm	16,7 cm	21,5 cm
	B: Tiefe (oberer Teil)	7,4 cm	15,1 cm	19 cm	19 cm	16,7 cm	21,5 cm
	C: Basisabmessungen	10,5 x 6,5 cm	11 x 11 cm	15 x 15 cm	13,9 x 13,9 cm	ø 11 cm	17 x 17 cm
	Wandstärke	1,7 mm	2 mm	1,2 mm	1,2 mm	2 mm	1,9 mm
Inhalt pro Karton		10 Stück	27 Stück	25 Stück	25 Stück	22 Stück	13 Stück
Abmessungen Karton in cm (L/B/H)		36 x 23 x 14	79 x 39 x 18	79 x 39 x 21,8	79 x 39 x 21,8	79 x 39 x 33,5	79 x 39 x 33,5

Material	Polypropylen	Für die Entsorgung von
Farbe Behälter/Deckel	gelb/weiß	1) Kanülen mit Luer- und Luer-Lock-Ansatz
Deckelverschluss	temporär	2) Penkanülen
	permanent endverschließbar	3) verschiedenen spitzen und scharfen medizinischen Instrumenten
Zertifizierungen (nicht anwendbar auf die Medibox® 0,7 L)	zertifiziert nach ADR2015 und 2008/68/EC 	4) Halterung für Penkanülen-Schutzkappen
	Kitemark-Zertifizierung gemäß ISO 23907 	
Produktklassifizierung	Konsumprodukt Abfallbehälter sind gemäß der Europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC nicht als Medizinprodukte klassifiziert	



Medibox® 0,7 L



Medibox® 2,4 L – 9,1 L

B. Braun Melsungen AG | www.bbraun.de