



**NITRIL HANDSCHUHE**

▪ *efficient plus* ▪

EXTRA leichtes, beidhändig tragbares, nicht steriles Einmal-Produkt mit Rollrand und angerauter Oberfläche

**NITRILE GLOVES**

▪ *efficient plus* ▪

EXTRA light, non-sterile disposable product with an ambidextrous design, rolled edges and textured surface



<b>Verwendungszweck &amp; -bereich</b> <i>purpose &amp; application area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Abdeckung der Hände</li> <li>· Untersuchungs-, Pflege-, Hygiene-, Labor- und Industriebereiche</li> <li>· Auch für HACCP-Zwecke geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· for covering hands</li> <li>· examination + care + hygienic + laboratory + industry sectors</li> <li>· also suitable for HACCP purposes</li> </ul>
<b>Richtlinien + Klassifizierung/Kategorie</b> <i>Directives + classification/categorization &amp; applied standards &amp; certificates</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· CE gemäß PSA – Richtlinie 89/686/EWG – Kat. 1 Produkt</li> <li>· CE gemäß PSA – Richtlinie 89/686/EWG – Kat. 1 Produkt</li> <li>· ISO EN 420</li> <li>· ISO EN 455-1/2/4 (AQL 1.5)</li> <li>· Unbedenklichkeitserklärung für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· CE acc. to PPE – Directive 89/686/EEC – Cat. 1 product</li> <li>· CE acc. to PPE – Directive 89/686/EEC – Cat. 1 product</li> <li>· ISO EN 420</li> <li>· ISO EN 455-1/2/4 (AQL 1.5)</li> <li>· Declaration of Conformity for short contact with food</li> </ul>
<b>Mitgeltende Qualitätssicherung</b> <i>applied quality assurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ISO EN 9001:2008</li> <li>· ISO EN 13485:2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ISO EN 9001:2008</li> <li>· ISO EN 13485:2007</li> </ul>
<b>Gebrauchshinweise</b> <i>directions of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Gebrauchsanweisung nicht erforderlich, da eine produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist</li> <li>· Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich</li> <li>· Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten!</li> <li>· Der Anwender ist gehalten die Arteikeleignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· instructions for use are not necessary, because a correct professional usage of the product is self-explanatory</li> <li>· harmless, if used properly by qualified persons</li> <li>· only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage!</li> <li>· the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility!</li> </ul>
<b>Verwendungseinschränkungen</b> <i>restrictions of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nur für minimale Risiken!</li> <li>· Nicht für Tätigkeiten mit gefährlichen, scharfkantigen oder aggressiven Stoffen!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· for minimal risks only!</li> <li>· not for activities with hazardous, sharp or aggressive substances!</li> </ul>
<b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b> <i>general safety notes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nicht in der Nähe starker Hitze und offener Flammen verwenden!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Do not use near strong heat or open fire!</li> </ul>
<b>Material</b> <i>material</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· hochwertiger Nitrilkautschuk (NBR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· high quality nitrile rubber (NBR)</li> </ul>
<b>Materialbeschaffenheit</b> <i>material characteristics</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· unsteril, stabil, dehnbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· non-sterile, solid, expandable</li> </ul>
<b>Materialstärke</b> <i>material thickness</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Finger: ≈ 0.08 mm (± 0.01 mm)</li> <li>· Handfläche: ≈ 0.06 mm (± 0.01 mm)</li> <li>· Rand: ≈ 0.04 mm (± 0.01 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· finger: ≈ 0.08 mm (± 0.01 mm)</li> <li>· palm: ≈ 0.06 mm (± 0.01 mm)</li> <li>· cuff: ≈ 0.04 mm (± 0.01 mm)</li> </ul>
<b>Materialgewicht</b> <i>material weight</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Größe M ≈ 3.5 g/St. (± 0.2 g)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Size M ≈ 3.5 g/pc. (± 0.2 g)</li> </ul>
<b>Bruchdehnung</b> <i>elongation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· &gt; 500 %</li> <li>· &gt; 400 % nach Alterung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· &gt; 500 %</li> <li>· &gt; 400 % after aging</li> </ul>
<b>Reißfestigkeit</b> <i>tensile strength</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· &gt; 14 Mpa</li> <li>· &gt; 14 Mpa nach Alterung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· &gt; 14 Mpa</li> <li>· &gt; 14 Mpa after aging</li> </ul>
<b>Allergiehinweis</b> <i>allergy information</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· silikonfrei, latexfrei, thiuramfrei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· free from silicone + latex + thiuram</li> </ul>

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances  
 Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.  
 Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.


® care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH

<b>Kennzeichnung marking</b>	· individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum zwecks Rückverfolgbarkeit	· individual lot no. with production date for traceability
<b>Lagerung storage</b>	· vor starker Hitze, Sonneneinstrahlung, Frost und Feuchtigkeit schützen	· store away from heat, light, frost and hu- midity
<b>Mindesthaltbarkeit minimum shelf-life</b>	· 4 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung	· 4 years from production date if stored correctly
	· Produktionsdatum z. B.: ·  /LOT: 0711/...= Juli 2011	· production date e.g. ·  /LOT: 0711/...= July 2011

<b>Unterverpackung subpackaging</b>	200 St. / Spenderbox	200 pcs. / dispenser box
<b>Versandeinheit (1 Karton) shipping unit (1 carton)</b>	2.000 St. / Karton (10 x 200 St.)	2.000 pcs. / carton (10 x 200 pcs.)

 <b>PUDERFREI POWDER-FREE</b>			
Größe size	B (± 5 mm) x L W (± 5 mm) x L	Weiß white	Blau blue
S	≈ 80 x 240 mm	REF 40 45 1051	REF 40 45 1071
M	≈ 90 x 240 mm	REF 40 45 1052	REF 40 45 1072
L	≈ 100 x 240 mm	REF 40 45 1053	REF 40 45 1073
XL	≈ 110 x 240 mm	REF 40 45 1054	REF 40 45 1074

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

® care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany