

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01175**  
 Artikel-Bezeichnung **STYLE TUTTI FRUTTI**  
**Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, unsteril**  
**Farbmix: gelb, orange, apfelgrün, magenta**  
**(je 24 St.)**

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> mix
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> angeraut	<input checked="" type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert	

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	< 80 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	115 mm ± 10 mm	-
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,06 mm	0,08 mm	0,10 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation	ISO 374-1 / Typ B	
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	15,1 %		
	Wasserstoffperoxid 30%	P	2	> 30 min	-74,4 %		
EN 374-4:2013 Degradation	Formaldehyd 37%	T	5	> 240 min	24,0 %		
EN 374-5:2016 Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						<b>EN 455</b>
EN 455-1:2000 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL <1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)						<b>AQL 1.5</b>

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level	5	5	5	5	5	5	5

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01175**  
 Artikel-Bezeichnung **STYLE TUTTI FRUTTI**  
**Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, unsteril**  
**Farbmix: gelb, orange, apfelgrün, magenta**  
**(je 24 St.)**

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	96	
EAN Unterpackung Gr. XS	4044941014883	
EAN Unterpackung Gr. S	4044941014890	
EAN Unterpackung Gr. M	4044941014906	
EAN Unterpackung Gr. L	4044941014913	
EAN Unterpackung Gr. XL	4044941722344	
EAN Unterpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterpackung Gr. XS	14819821	
PZN Unterpackung Gr. S	14819815	
PZN Unterpackung Gr. M	14819809	
PZN Unterpackung Gr. L	14819790	
PZN Unterpackung Gr. XL	16910885	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	215 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	60 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	326 g	386 g
S	346 g	406 g
M	365 g	425 g
L	394 g	454 g
XL	432 g	492 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	4044941014937	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941014944	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941014951	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941014968	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941722351	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	315 mm	
Breite	255 mm	
Höhe	230 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	3.864 g	4.364 g
S	4.056 g	4.556 g
M	4.248 g	4.748 g
L	4.536 g	5.036 g
XL	4.920 g	5.420 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	10	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	199 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	349 kg	374 kg
S	364 kg	389 kg
M	380 kg	405 kg
L	403 kg	428 kg
XL	434 kg	459 kg
XXL	-	-



Rev.-Nr.: 3  
 Datum: 03. 11.2020