

# KaWe PICCOLIGHT®

18



night. sky. stone.

DETAILANSICHT | DETAILED VIEW



Beleuchtungsart  
Type of illumination

C Standardbeleuchtung  
Standard illumination



- Standardbeleuchtung mit 2,5 V Vakuum-Lampe
- Standard illumination with 2.5 V vacuum lamp


F.O. Fiber Optik  
Fibre optics



**LED**  
durch einfachen  
Lampenwechsel  
by simply changing  
the bulb

- hochwertige Fiber Optik
- leistungsstarke 2,5 V Xenon- oder 2,5 V LED-Lampe
- high-quality fibre optics
- high-power 2.5 V xenon or 2.5 V LED lamp

Beleuchtungsstärke mit einem Batteriesatz  
in KaWe Otoskope 2,5 V | Illuminance with batteries  
in 2.5V KaWe otoscopes



- LED high power-Lampe | LED high power bulb
- LED standard-Lampe | LED standard bulb
- Xenon-Lampe | xenon bulb
- Vakuum-Lampe | vacuum bulb

\*Abstand Luxmeter - Lichtaustritt: 30 mm  
\*Distance of luxmeter from light source: 30 mm

# KaWe PICCOLIGHT®

FAMILIE | PRODUCT LINE

## KaWe PICCOLIGHT® Otokoskope | Otoposcopes

2,5 V

1	C	VL
2	F.O.	XL

2,5 V

3	F.O. standard	LED
4	F.O. high power	LED

### Merkmale:

- Beleuchtungsvielfalt
- Taschenformat, leicht, handlich, modernes Design
- optimale Lichtstärke (zentrisch)
- ergonomische Kopfform
- schwenkbare Lupe mit 3-facher Vergrößerung
- integrierte Clip-Abschaltung
- Gebläseanschluss

### Features:

- variety of illumination options
- pocket-size, light-weight, handy, modern design
- optimal light strength (centric)
- ergonomic head shape
- pivoting magnifying glass with 3-fold magnification
- integrated clip shutoff function
- blower connection



### KaWe PICCOLIGHT® C

- Standardbeleuchtung
- Vakuum-Lampe
- Batterie-Griff AA
- Einweg-Ohrtrichter (▶22)  
10 x Ø 2,5 mm  
10 x Ø 4,0 mm
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon (Typ AA) ☒
- standard illumination
- vacuum bulb
- battery handle AA
- disposable ear funnels (▶22)  
10 x Ø 2.5 mm  
10 x Ø 4.0 mm
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon (type AA) ☒

1	C	2,5 V	VL	night	REF 01.13100.021
	C	2,5 V	VL	sky	REF 01.13100.232
	C	2,5 V	VL	stone	REF 01.13100.262
	Leuchtmittel   illuminant				REF 12.75111.013 (28943)

## night. sky. stone. Ein neues Blickfeld

Mit den Trendfarben night, sky, stone setzen wir Akzente und prägen einen eleganten Zeitstil. Zukunftsweisende LED-Technologie rundet die KaWe PICCOLIGHT®-Familie perfekt ab.

## night. sky. stone. A new focus

With the trendy new colours: night, sky and stone, we are initiating an elegant new design era. Trendsetting LED technology completes the KaWe PICCOLIGHT® line perfectly.

### KaWe PICCOLIGHT® F.O.

- F.O.-Beleuchtung
- hochwertige Fiber Optik
- leistungsstarke 2,5 V Xenon-Lampe
- große, freie Sicht
- Batterie-Griff AA
- Einweg-Ohrtrichter (▶22)  
10 x Ø 2,5 mm  
10 x Ø 4,0 mm
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon (Typ AA) ☒
- F.O. illumination
- high-quality fibre optics
- high-power, 2.5 V xenon lamp
- broad, unhindered line of sight
- battery handle AA
- disposable ear funnels (▶22)  
10 x Ø 2.5 mm  
10 x Ø 4.0 mm
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon (type AA) ☒



2	F.O.	2,5 V	XL	night	REF 01.13300.021
	F.O.	2,5 V	XL	sky	REF 01.13300.232
	F.O.	2,5 V	XL	stone	REF 01.13300.262
	Leuchtmittel   illuminant				REF 12.75144.013

☒ Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included!

VL Vakuu-Lampe / vacuum bulb  
XL Xenon-Lampe / xenon bulb