



RUDADERM[®]-universal

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das Trägermaterial besteht aus einem flexiblen, braunen, wasserfesten Kunststoff und ist mit einem hypoallergenen Polyacrylatkleber versehen. Die Wundaufgabe wird rundum durch das Trägermaterial geschützt, mit Ausnahme des kleinsten Formates 0,9 x 3,8 cm. Die einzeln abgepackten Strips dienen zur Abdeckung von Injektionsstellen, kleinen Punktionen (z.B. Venenpunktion) und primär heilenden kleineren Wunden.

Zusammensetzung

Polyethylen, Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDADERM[®]-universal ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und EN 980-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen

