



Art. Nr.
3864,
3892-3895



Beschreibung

Untersuchungshandschuhe aus Latex
HospiCare
Puderfrei
Unsteril
Mikro-texturierte Fingerspitzen
Mit Rollrand
Produziert für Abena A/S, DK in Malaysia unter ISO 9001

CE

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Direktive 93/42/EEC
Klasse I
AQL 1.5 gemäß den Forderungen des harmonisierten Standards EN 455-1
Proteingehalt < 30 µg/g
Haltbarkeit 3 Jahre ab Herstellungsdatum

Standards

EN 455-1, 2, 3 & 4

Physische Eigenschaften

Abena A/S . Egelund A 35 . DK- 6200 Aabenraa . Tel. +45 74311700 . Fax +45 74311809 . info@abena.com . www.abena.com

Revised: 16/2-2011



Reißfestigkeit
Vor dem Test 9 Newton
Nach dem Test bei 70 °C für 166 Stunden 6 Newton

Dehnfähigkeit
Vor dem Test min. 650 %
Nach dem Test bei 70 °C für 166 Stunden min. 500 %

Stärke

Handfläche 0,12 mm (+/- 0,02)
Finger 0,15 mm (+/- 0,02)
Handgelenk 0,10 mm (+/- 0,02)

Durchgeführte Tests

Sensibilisierungstest
Hautreiztest
Zytotoxizität
Chemikalienrückstände
Reißfestigkeit
Virendurchdringlichkeit
Proteingehalt

Zusammensetzung

Chemikalien	CAS
Latex	-
Schwefel	7704-34-9
ZDEC	14324-55-1
ZDBC	136-23-2
Zink Oxid	1314-13-2
Ammonium	1336-21-6
Titanium Dioxid	13463-67-7
Vultamol	
Wingstay L	68610-51-5
Chlor	7782-50-5

Art. Nr.	Produkt	Größe	Handfläche	Kartons
----------	---------	-------	------------	---------



			(+/- 4)	Länge mm (+/-5)	pro Palette	Anzahl pro Spender/Karton
3864	X-small	5-6	< 80	240	28	100/1000
3892	Small	6-7	80	240	28	100/1000
3893	Medium	7-8	95	240	28	100/1000
3894	Large	8-9	110	240	28	100/1000
3895	X-Large	9-10	≥ 110	240	28	100/1000