



<p>3Produkt / Product</p> 	<p>Latex Handschuhe - grip plus ->premium<</p> <p>Einmal-Produkt</p> <ul style="list-style-type: none"> -unsteril - puderfrei - beidhändig tragbar - mit Rollrand - gute Griffsicherheit 	<p>Latex gloves - grip plus - ->premium<</p> <p>disposable product</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sterile - powder free - ambidextrous - with beaded cuff - good grip
---	---	--

<p>Verwendung Purpose</p>	<p>Untersuchungs-, Pflege-, Labor- und Hygiene- und Industriebereiche</p> <p>Handschutz für Tätigkeiten mit nicht gefährlichen, scharfkantigen oder sehr aggressiven Stoffen</p>	<p>Examination-, care-, laboratory-, hygienic-, and industry - sectors</p> <p>Hand protection for duties with non hazardous, sharp or very aggressive substances</p>
<p>EN Spezifikation / EN specification</p>	<p>CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42 EWG – Klasse 1 Produkt EN455-1/2/3, AQL 1.5</p> <p>Unbedenklichkeitserklärung für den Kontakt mit Lebensmitteln</p>	<p>CE acc. to MPA – Directive ECC93/42 – Class 1 Product EN455-1/2, AQL 1.5</p> <p>Declaration of conformity for contact with food stuff</p>
<p>Mitgeltende Qualitätsnormen Applied standards</p>	<p>ISO EN9001:2008 / EN13485:2003</p>	<p>ISO EN9001:2008 / EN13485:2003</p>
<p>Gebrauchshinweise / Risiko Directions for use / Risk ACHTUNG: Allergiehinweis CAUTION: Allergy information</p>	<p>bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich</p> <p>!! Produkt enthält Naturlatex das allergische Reaktionen verursachen kann!</p>	<p>harmless, if used properly for intended use by qualified persons</p> <p>!! product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions!</p>
<p>Einschränkung der Verwendung Restrictions of use</p>	<p>der Anwender ist gehalten, die Anzeigeleistung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen!</p>	<p>the user is expected, to prove the suitability of product for intended use at his own risk!</p>

<p>Material / material:</p>	<p>hochwertiges Naturlatex chloriert und außenseitig polymer- beschichtet</p>	<p>high quality natural latex chlorinated and outside polymer coated</p>
<p>Materialbeschaffenheit Material characteristics</p>	<p>thiuramfrei, silikonfrei</p>	<p>free of thiurames, silicon free</p>
<p>Protein / extractable Proteine</p>	<p>< 50 µg/g (RR1M modified Lowry microassay)</p>	<p>< 50 µg/g (RR1M modified Lowry microassay)</p>
<p>Oberfläche / surface (teilweise/partly)</p>	<p>micro angeraute Oberfläche</p>	<p>micro textured surface</p>
<p>Reißfestigkeit / tensile strength (min)</p>	<p>> 9 N > 6 N nach Alterung</p>	<p>> 9 N > 6 N after aging</p>
<p>Bruchdehnung / elongation</p>	<p>>650%, >600% nach Alterung</p>	<p>>650%, >600% after aging</p>
<p>Verpackungseinheit (VPE) Packing unit (PU)</p>	<p>100 St. / Spenderbox</p>	<p>100 pcs. / dispenser box</p>

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of:WIROS – Wilfried Rosbach GmbH - Germany

Produktdatenblatt / Product Data Sheet



WILFRIED ROSBACH GMBH

Karl-Arnold-Str. 5 ■ 47877 Willich / Germany



Produkt Haltbarkeit/best use	bei richtiger Lagerung ca. 36 Monate	up to 36 months if stored properly
Kennzeichnung VPE / Marking PU	mögliche Hinweise auf VPE beachten individuelle Lot Nr. zwecks Rückverfolgbarkeit	consider possible remarks on PU individual lot no. for tracing
Lagerung / storage	kühl und trocken lagern, nicht den Einflüssen von starker Wärme, Licht oder Wasser aussetzen	store in cool and dry place, located away from strong sources of heat, light or water
1 Karton / 1 shipping carton	10 VPE = 1.000 St.	10 PU = 1.000 pcs.

Varianten Variants	S	M	L	XL	
Weite/width (+/-5mm)	85mm	95 mm	105 mm	115 mm	
Länge/length (+/-5mm)	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	
	REF 40351401	REF 40351402	REF 40351403	REF 40351404	

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of:WIROS – Wilfried Rosbach GmbH - Germany