



NOBA Verbandmittel

Danz GmbH u. Co KG

NOBATEX[®]

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die weiße, gewobene und elastische Fixierbinde erscheint aufgrund der Webtechnik gekräuselt bzw. gekreppt. Sie findet ihre Anwendung beim Anmodellieren bzw. Fixieren von Gipsschienen und als Fixierung von Wundauflagen, bei der ihre polsternde Wirkung von Vorteil ist.

Zusammensetzung

Viskose, Polyamid

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBATEX[®] ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 1 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und EN 980-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

