

Style Black Mundschutz 4-lagig mit Elastikbändern Artikelnr.: 02420-SCH

Material

Vorderseite:	100% glasfaserfreier Vliesstoff (2-lagig)
Innen:	glasfaserfreies Filtermedium
Rückseite:	100% glasfaserfreier Vliesstoff
Nasenbügel:	flexibler, ummantelter Aluminiumdraht
Elastikbänder	latexfrei

Abmessungen/Maske

Länge:	175 mm ± 2 mm
Breite:	95 mm ± 2 mm

Farbe:	schwarz
---------------	---------

Filterleistung:	gemäß EN14683 Typ II
------------------------	----------------------

Risikoanalyse:	leicht entzündlich . Vermeidung von starker Hitze und Feuer . nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet
-----------------------	---

Qualitätssicherung:	CE gemäß MPG Richtlinie . Klasse 1 und PSA CAT I Rückverfolgbarkeit durch Lot-Nummer
----------------------------	---

Verpackung:	50 Stück pro Dispenser 10 Dispenser im Exportkarton
--------------------	--