



SCHLITZKOMPRESSE-steril

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Aus einer 12-fach gelegten Mullkom-
presse hergestellte Schlitzkom-
presse mit Y-Einschnitt. Sie dient als Wund-
abdeckung der Ein- bzw. Austrittsstel-
len von Sonden, Drainagen, Kathetern,
Kirschner-Drähten bei Extensionen
oder externen Fixateuren. Die Steril-
Sets sind in einer Sammelpackung mit
hygienischem Entnahmeschlitz abge-
packt.

Zusammensetzung

Baumwolle

Normative und gesetzliche Anforderungen

Schlitzkom-
presse-steril ist ein Medi-
zinprodukt nach MPG, Klasse Is, Regel
4 und erfüllt die Anforderungen der
Richtlinie 93/42/EWG.

Der Verbandmull entspricht den Anfor-
derungen der DIN EN 14079 Typ 17.
Die Sterilisation erfolgt entsprechend
der DIN EN 17665.

Das Produkt enthält keine gefährlichen
toxischen Substanzen gemäß REACH.
Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-
1- Kennzeichnung auf allen Verpa-
ckungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-
Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel
aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus
Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonnenein-
strahlung schützen.

Das Produkt trägt die aus den Kon-
formitätsverfahren der Richtlinie
vorgegebene $\text{C} \text{€}$ – Kennzeichnung

