

Produktinformation

melipul Wochen-Dispenser 7x3, mit 21 Becher, mit Stapeldeckel

Artikel-Nr.: 01383500

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

für 7 Tage Morgen / Mittag / Abend, stapelbar, passend für melipul Mehrweg-Medikamenten-Becher, aus hochwertiger Kunststoff, hygienegerecht, spülmaschinene geeignet bis 93 °C Abmessungen: L 248 x B 110 x H 52 mm

Material

Polycarbonat (PC)	Wochen-Dispenser, Stapeldeckel
Polypropylen (PP)	Medikamentenbecher

Gewicht

Stück	0,43 kg
-------	---------

Aufbereitung und Wiederverwendung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion bis 93° C möglich.

PP: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion bis 93° C möglich. Achten Sie nach der Reinigung des Kunststoffartikels darauf, dass überschüssiges Wasser abfließen kann und dieser vollständig getrocknet ist, bevor Sie diesen verwenden. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit nimmt die Trocknung etwas mehr Zeit in Anspruch.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.