

## Produktinformation

### melipul Tabletten-Mörser PROFI PZN 18219348

Artikel-Nr.: 01374500

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



## Beschreibung

stabiles Gehäuse aus Kunststoff, weiß, Stößel aus poliertem Edelstahl, Maße: Ø 69 x H 105 mm

### Kompakter Mörser mit Stößel aus Edelstahl, professionell und hygienegerecht!

Pulverisiert Tabletten direkt im Medikamenten-Becher  
Abdeckung schützt vor dem Einatmen der Medikamentenstäube  
Stößel einfach abzuwischen oder abzuspülen  
Handlich in der Anwendung  
Stößel aus Edelstahl  
Hochwertiger und stabiler Kunststoff  
Spülmaschinengeeignet

## Material

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	Gehäuse
Edelstahl (V2A)	Stößel

## Gewicht

Stück	0,21 kg
-------	---------

## Barcodes GTIN / EAN

Stück	4251125704106
-------	---------------

## Abmessungen L x B x H

Stück	70 x 70 x 107 mm
-------	------------------

## Aufbereitung und Wiederverwendung

ABS: Manuelle und maschinelle Reinigung bis 65° C möglich.  
HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.